



ОРТОМОДА

**ОБУВЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОШИВА**




МЫ ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ ВО ВРЕМЕНА БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН.
ДЛЯ НАС **ВАЖНЫ** ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ, ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ С КАЖДЫМ КЛИЕНТАМ.



Галина и Наталия Волковы

*Ваш
комфорт
и удобство—
наша
работа*





о
р
т
о
м
о
д
а

Этапы заказа



- Запись на прием*
- Консультация врача-ортопеда*
- Консультация модельера*
- Расчет стоимости модели*
- Запуск модели в производство*
- Примерка макета*
- Выдача готовой пары*

Сроки изготовления: от 1 до 2 месяцев.*

**в зависимости от сложностей модели*




Электронная версия каталога
сохраните ссылку.

Обувь с секретом - для комфорта ваших ног



Комфортный прием в кабинете врача

- осмотр пациента;
- компьютерная 3D диагностика;
- постановка диагноза;
- заказ индивидуальной обуви;
- рекомендации по профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата.





Ортопедические стельки



Покрытие из Color Form

Покрытие из натуральной
кожи

Смягчающий материал

Валик Зейца


Основа из
микропористой резины

Дополнительный элемент
по назначению врача




Цветовая палитра кожи

от классики до индивидуальных окрасов



80005-Y80R



9000-N



440C



9000-N




1753 SOFT



13996



2478C



4257-C



4745-C 10



7604



1000-N



ОРТОМОДА[®]

НАСТОЯЩАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



Добавьте резинку/
дополнительную молнию
Замените шнурки на Велкро/
молнию

Жесткий берез
по назначению



Добавьте перфорацию
или брогирование

Подкладка на выбор:
1. *Натуральная кожа;*
2. *Текстильная сетка;*
3. *Микрофибра;*
4. *Байка;*
5. *Натуральный мех;*
6. *Шерсть.*

Клеевой метод крепления

ЖЕНСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



Свобода в каждом ДВИЖЕНИИ

Условные обозначения:

Задник с мягким кантом
дарит удобство и комфорт при носке

Эластичная вставка
уменьшает боли в области косточки и большого пальца.

Увеличенная полнота в пучках
позволяет чувствовать себя максимально комфортно.

Жесткий задник
фиксирует пятку при ходьбе

Передний пережат
придает ходьбе легкость и комфорт.

Легкая подошва
с небольшим устойчивый каблучком правильно перераспределяет нагрузку, делая ходьбу комфортной.

Вкладная ортопедическая стелька
с метатарзальной подушкой корректирует и разгружает поперечный свод стопы, снижает ударную нагрузку на пятку.



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ НА ПЛОСКОСТОПИЕ И ВАЛЬГУСНУЮ СТОПУ

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ СТОПЫ
- С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД ПЯТКУ ИЛИ ПЯТОЧНЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С ШИРОКОЙ ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ НОСКА
- С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ
- С КАБЛУКОМ 1-4 СМ
-

СТЕЛКИ:

- СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) С МЯГКОЙ ВЫКЛАДКОЙ СВОДОВ СТОПЫ
- С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:



Плосковальгусная стопа



Полая стопа



Деформации и сгибательная контрактура
пальцев стопы



Отвисающая стопа



Варусная, поло-варусная стопа



Паралитическая стопа



Эквинусная стопа
Косолапость

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• РАЗГРУЗКА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН СТОПЫ• СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ• СНЯТИЕ ДИСКОМФОРТА• УЛУЧШЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ• ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ | <ul style="list-style-type: none">• ЗАЩИТА ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЕГМЕНТОВ СТОПЫ• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ |
|---|---|



Плоскостопная
стопа



Халюс Вальгус



Варусная,
поло-варусная
стопа



8194

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



8316

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



83009

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



83005

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



8218

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



82561

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



Плоскoвaльгyснaя
стoпa



Хaльyс Вaльгyс



Вapуcнaя,
пoлo-вapуcнaя
стoпa



8219

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



8236

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



8118

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



81124

ВЕРХ: СТРЕЙЧ, ТЕКСТИЛЬ
ПОДКЛАДКА: СТРЕЙЧ



82415

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



82386

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



Плоскостопная
стопа



Халюс Вальгус



Варусная,
поло-варусная
стопа



8276

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



82412

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



9115

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ

Свобода
в каждом
движении

ОБУВЬ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ



Легко, как ПО ВОЗДУХУ



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

СТЕЛКИ:

- СИЛИКОНОВЫЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТОПЫ:

- ЗАЩИЩАЮЩИЕ, КОМПЕНСИРУЮЩИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:



Диабетическая стопа (I-III степени)

ДИАБЕТ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТОПЫ
РЕВМАТОИДНЫЙ ПОЛИАРТРИТ
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА



Лимфостаз



Акромегалия

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ГАНГРЕН
- ФИКСАЦИЯ СТОПЫ ИЛИ ЕЕ СЕГМЕНТА В СКОРРИГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛНОТУ





Диабетическая
стопа (I-III степени)



Лимфостаз



Акромегалия



8321

ВЕРХ: МИКРОФИБРА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА



8123

ВЕРХ: МИКРОФИБРА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА



82400

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



82401

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



92031

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



82391

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
МИКРОФИБРА



Диабетическая
стопа (I-III степени)



Лимфостаз



Акромегалия



82376

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА



82377

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА



82402

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, БАЙКА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА,
БАЙКА, ШЕРСТЬ



8209

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА



8208

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА



82386

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА,
МЕХ



Диабетическая
стопа (I-III степени)



Лимфостаз



Акромегалия



82413

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, ШЕРСТЬ



82413

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, ШЕРСТЬ



82412


ВЕРХ: НАТ.КОЖА, БАЙКА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



8209

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА





**ДЕТСКАЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ОБУВЬ НА ДЦП**

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ ПРИ ДЦП

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Варусная деформация стоп



ДЦП



Эквинусная стопа



Мягкий кант

Правильная фиксация голеностопа

Широкая раскрываемость

Высокий жесткий задник



Съемная ортопедическая стелька

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ ПРИ ДЦП

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ
- С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

СТЕЛКИ:

- С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:



Варусная, поло-варусная стопа



Полая стопа



Плосковальгусная стопа

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
- СТАБИЛИЗАЦИЯ И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
- ПОДДЕРЖКА СТОПЫ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- ШИРОКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАСКРЫВАЕМОСТЬ



Продольное
плоскостопие



Сочетанная форма
плоскостопия
(распластанность переднего
отдела стопы)



Деформации
и сгибательная
контрактура пальцев
СТОПЫ



2183

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2197 ОН

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2197 ЗН

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2247

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА
ТЕКСТИЛЬ, БАЙКА, МЕХ



2138

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА
БАЙКА



2137

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
БАЙКА



Продольное
плоскостопие



Сочетанная форма
плоскостопия
(распластанность переднего
отдела стопы)



Деформации
и сгибательная
контрактура пальцев
СТОПЫ



2248

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
ТЕКСТИЛЬ, БАЙКА, МЕХ



2184

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



2130

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



22371

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



21189

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



41171

ВЕРХ: ВОЙЛОК
ПОДКЛАДКА: ВОЙЛОК, МЕХ



Продольное
плоскостопие



Сочетанная форма
плоскостопия
(распластанность переднего
отдела стопы)



Деформации
и сгибательная
контрактура пальцев
СТОПЫ



2183-2 (3Н)

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2183-2 (3Н+Я)

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2183-1 (3Н)

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2183-1 (3Н+Я)

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА




2183 (3Н)

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2183 (3Н+Я)

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



**ДЕТСКАЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ОБУВЬ НА
ПЛОСКОСТОПИЕ,
ВАЛЬГУСНУЮ И
ВАРУСНУЮ СТОПУ**

ПРОБЛЕМУ ЛЕГЧЕ НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧЕМ БОРОТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Варусная деформация стоп



Профилактика заболеваний



Поло-варусная деформация стоп

Мягкий кант

Правильная фиксация голеностопа

Жесткий задник

Каблук Томаса

Съемная ортопедическая стелька



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ НА ПЛОСКОСТОПИЕ И ВАЛЬГУСНУЮ СТОПУ

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ СТОПЫ
- С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД ПЯТКУ ИЛИ ПЯТОЧНЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С ШИРОКОЙ ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ НОСКА
- С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ
- С КАБЛУКОМ 1-4 СМ

СТЕЛКИ:

- СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) С МЯГКОЙ ВЫКЛАДКОЙ СВОДОВ СТОПЫ
- С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:



Плосковальгусная стопа



Полая стопа



Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы



Отвисающая стопа



Варусная, поло-варусная стопа



Паралитическая стопа



**Эквинусная стопа
Косолапость**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• РАЗГРУЗКА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН СТОПЫ• СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ• ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ• ПРОФИЛАКТИКА | <ul style="list-style-type: none">• ЗАЩИТА ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЕГМЕНТОВ СТОПЫ• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ |
|---|---|



Плоскостопная
стопа



Варусная, поло-варусная
стопа



2205

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2205

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2183

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2197 3Н

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



22330

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



2152

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
БАЙКА



Плоскостопная
стопа



Варусная, поло-варусная
стопа



43069

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
БАЙКА, МЕХ



42726

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



41171

ВЕРХ: ВОЙЛОК
ПОДКЛАДКА: ВОЙЛОК




41271

ВЕРХ: ВОЙЛОК
ПОДКЛАДКА: ВОЙЛОК





A woman with a prosthetic leg stands in a city street, looking upwards. She is wearing a blue dress and black shoes. The background shows modern glass buildings. A semi-transparent white box with orange text is overlaid on the image.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ НА ПРОТЕЗЫ И АППАРАТЫ

FORWARD

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ НА ПРОТЕЗЫ И АППАРАТЫ

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

СТЕЛКИ:

- СИЛИКОНОВЫЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:



Укорочение нижней конечности



На протезы



Стопа с ортопедическим аппаратом

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ВОЗМОЖНОСТЬ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОТЕЗА
- УГЛУБЛЕННОЕ ПЯТОЧНОЕ ЛОЖЕ
- РАЗНЫЕ ТИПА ЗАСТЕЖЕК (ОТКИДНОЙ БЕРЕЦ, ШНУРКИ, МОЛНИИ)

ИННОВАЦИОННАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Стопа
с ортопедическим
аппаратом



На протез,
тутор, ортез



Укорочение
нижних
конечностей

**Откидной
берег на
велкро**



**2 вида застежки
для надежной
фиксации**



**Круговая молния
для полной
раскрываемости
обуви**



Укорочение
нижней
конечности



На протезы



Стопа
с ортопедическим
аппаратом



61142

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
ТЕКСТИЛЬ



61144

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



61139


ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
ТЕКСТИЛЬ



2559

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА





**МУЖСКАЯ ОБУВЬ
ПРИ СИНДРОМЕ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ**

Легко, как ПО ВОЗДУХУ



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЕ

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С МЯГКИМ ВОРОТНИКОМ В ОБЛАСТИ ЗАДНИКА
- С ШИРОКОЙ КОЛОДКОЙ
- С ОТСУТСТВИЕМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ

СТЕЛКИ:

- СИЛИКОНОВЫЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТОПЫ:

- ЗАЩИЩАЮЩИЕ, КОМПЕНСИРУЮЩИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:



Диабетическая стопа (I-III степени)

ДИАБЕТ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТОПЫ
РЕВМАТОИДНЫЙ ПОЛИАРТРИТ
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА



Лимфостаз



Акромегалия

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ГАНГРЕН
- ФИКСАЦИЯ СТОПЫ ИЛИ ЕЕ СЕГМЕНТА В СКОРРИГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОЛНОТУ
- РИГИДНАЯ ПОДОШВА С ПЕРЕКАТОМ





Диабетическая
стопа (I-III степени)



Лимфостаз



Акромегалия



82406

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА,
ТЕКСТИЛЬ



82405

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: МИКРОФИБРА,
ТЕКСТИЛЬ



92031

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
МИКРОФИБРА



92030

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
МИКРОФИБРА



9113

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



92331

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
МЕХ, БАЙКА



Диабетическая
стопа (I-III степени)



Лимфостаз



Акромегалия



9119

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



9117

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
БАЙКА, ШЕРСТЬ



9503

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
МИКРОФИБРА



92029

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА,
МИКРОФИБРА



**МУЖСКАЯ ОБУВЬ
НА ПЛОСКОСТОПИЕ
И ВАЛЬГУСНУЮ
СТОПУ**



КЛАССИКА И ПРАКТИЧНОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Плоскостопие



Молоткообразные
пальцы



Широкая
стопа

**Мягкий
кант**

**Регулирующая
застежка**

**Увеличенная
полнота**



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ НА ПЛОСКОСТОПИЕ И ВАЛЬГУСНУЮ СТОПУ

ОБУВЬ:

- ИЗ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ С ЭЛАСТИЧНЫМИ ВСТАВКАМИ В ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ СТОПЫ
- С УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД ПЯТКУ ИЛИ ПЯТОЧНЫМ АМОРТИЗАТОРОМ
- С РЕГУЛЯТОРАМИ ПОЛНОТЫ
- С ШИРОКОЙ ОКРУГЛОЙ ФОРМОЙ НОСКА
- С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВНУТРЕННИХ ШВОВ
- С КАБЛУКОМ 1-4 СМ

СТЕЛКИ:

- СВОДОПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ) С МЯГКОЙ ВЫКЛАДКОЙ СВОДОВ СТОПЫ
- С МЕТАТАРЗАЛЬНОЙ ПОДУШКОЙ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:



Плосковальгусная стопа



Полая стопа



Деформации и сгибательная контрактура пальцев стопы



Отвисающая стопа



Варусная, поло-варусная стопа



Паралитическая стопа



**Эквинусная стопа
Косолапость**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• РАЗГРУЗКА ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН СТОПЫ• СНЯТИЕ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ• СНЯТИЕ ДИСКОМФОРТА• УЛУЧШЕНИЕ АМОРТИЗАЦИИ• УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ• ЗАЩИТА СТОПЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ | <ul style="list-style-type: none">• ЗАЩИТА ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЕГМЕНТОВ СТОПЫ• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ• СНИЖЕНИЕ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ |
|--|--|



Плоскостопная
стопа



Халюс Вальгус



Варусная,
поло-варусная
стопа



9215

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



9122

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



9162

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, НУБУК
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



9229

ВЕРХ: НАТ.КОЖА, ЗАМША
ПОДКЛАДКА: НАТ.КОЖА



9216

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



9187

ВЕРХ: НАТ.КОЖА
ПОДКЛАДКА: БАЙКА, МЕХ



Плоскoвaльгyснaя стoпa



Хaльyс Вaльгyс



Bapycнaя, пoлo-вapycнaя стoпa



9215

BEPX: HAT.KOЖA
ПOДKЛAДKA: БAЙKA, MEX



9230

БEPX: HAT.KOЖA
ПOДKЛAДKA: БAЙKA, MEX



ЧEХOЛ ДЛЯ НOГ

БEPX: HAT.KOЖA
ПOДKЛAДKA: БAЙKA, MEX



ЧEХOЛ ДЛЯ НOГ


БEPX: HAT.KOЖA
ПOДKЛAДKA: БAЙKA, MEX






ORTHOMODA

ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК



Поставьте ногу в тонком носке на лист бумаги, расположенный на ровной поверхности, и обведите стопу по контуру. Карандаш при этом следует держать перпендикулярно плоскости бумаги. Рис 2.



Не правильно



Не правильно



Правильно

1. Обхват в пучках. Измерение обхвата в пучках производят вокруг стопы в самом широком месте, у основания пальцев. Рис 1.

2. Обхват подъема (прямой взъем). Измерение обхвата в прямом взъеме производят вокруг стопы через вершину продольного свода (середина геленочной части) и точку подъема. Рис 1.

3. Косой обхват (косой взъем). Измерение обхвата косого взъема производят через выпуклую часть пятки и через выступающую точку таранной кости. Рис. 1

4. Обхват лодыжки. Измерение обхвата лодыжки производится по выступающим косточкам. Рис. 1

5. Обхват в самой узкой точке лодыжки производится параллельно опорной поверхности.

И т.д. через каждые 2см. до конечной высоты обуви. Рис. 1

Обязательно ставить риски на абрисе стопы в мерках обхвата пучков и обхвата подъема. Рис.2

НАШИ РАБОТЫ



Услуга удобного заказа



Выезд на дом для приема заказа.

Если у вас нет времени приехать к нам в салон, мы приедем к вам в удобное место.

Для клиентов Москвы и Московской области мы предлагаем сервис "выезд на дом" для приема заказов.



Стоимость выезда: 1500 - 2000 руб.



Заказать услугу
по телефону: 8 495 255 55 24

Телеконсультация

В онлайн режиме проведем первичную или повторную консультацию, которая не требует очного осмотра.

Проконсультируем по всем вопросам, связанными с деформациями опорно-двигательного аппарата, Поможем подобрать обувь на варус, вальгус, диабетическую стопу, все виды плоскостопия, ДЦП.

Ортопедические салоны «Ортомода»

Москва

м. Текстильщики, Волгоградский пр-кт 42

+7 (966) 040 99 40

м. Текстильщики, Грайвороновский проезд 20стр.1

+7 (903) 012 81 01

Чем мы можем быть полезны?



Изготовление ортопедических стелек по Вашим меркам



Ателье по пошиву одежды

